


## CABINA INSONORIZADA PARA AUDIOMETRÍAS S-BASIC

La cabina insonorizada utiliza los más novedosos materiales en aislamiento acústico. Ello ha permitido elaborar una cabina de **gran calidad a un precio muy económico**, reduciendo su peso y obteniendo un elevado índice de aislamiento con una gran funcionalidad y belleza estética.

Su acabado exterior es de paneles lavables en color blanco y su interior de aspecto elegante y muy confortable, dispone de iluminación interna.

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Elegante diseño
- Gran aislamiento acústico
- Montaje rápido y sencillo por personal no especializado
- Compatible con los principales audiómetros del mercado. Placa de conexiones incluida.
- Ventana con doble acristalamiento
- Acorde con las Normativas: EN 60601-1:2006, EN 60601-1-6:2007, EN 62366:2008, EN ISO 14971:2009, EN 1041:2008, EN 980:2008
- Medidas exteriores: 90 x 90 x 215 cm.
- Medidas interiores: 86 x 86 x 207 cm.



**Este producto ha sido validado en laboratorio según norma UNE-EN ISO 11957:1997, y cálculo del índice global de reducción acústica ponderado según norma UNE EN ISO 717-1:1997.**

**El proceso de diseño, producción y servicio postventa está efectuado de acuerdo con el estándar de calidad ISO 9001:2008, EN 13485: 2003 + AC:2007 y con los requisitos de la directiva europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE.**